

Fiche à compléter par le centre préleveur puis à envoyer avec les tubes prélevés, la fiche minimale NOMADMUS et un exemplaire du consentement OFSEP au CRB de Lyon NeuroBioTec.

Prévenir la coordination NOMADMUS la veille du prélèvement pour organiser le transport des tubes.

INFORMATIONS NOMINATIVES DU PATIENT

Nom : **Pour les patients de moins de 13 ans ou**
 Prénom : **de moins de 30 kg, bien adapter les**
 Date de naissance : **volumes de prélèvement (cf. tableau ci-dessous)**

Étiquette patient

Partie à découper par la coordination NOMADMUS à réception des prélèvements à Lyon pour pseudonymisation

Identifiant EDMUS : [] [] [] [] [] [] — [] [] [] [] [] [] (à compléter par la coordination NOMADMUS à réception des prélèvements à Lyon)

INFORMATIONS OFSEP DU PATIENT

Année de naissance : [] [] [] [] Sexe : masculin féminin

Centre préleveur :

Consentement OFSEP signé le : [] [] [] [] [] [] [] []

Prélèvement NOMADMUS

Inclusion | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | en poussée*,**

Données cliniques

En cours de poussée : oui non

* Patient éligible si prélèvement initial après la 1^{ère} poussée (et avant une éventuelle 2nd poussée, quel que soit le délai entre la 1^{ère} poussée et le prélèvement)

Grossesse en cours : oui non

** Prélèvement itératif supplémentaire **en cours de poussée depuis moins de 30 jours** (limite de 1 prélèvement de ce type jusqu'au prélèvement à 5 ans)

TRAITEMENT DU PATIENT AU PRELEVEMENT

Naïf de traitement de fond : oui non

Dans les 30 derniers jours :

Traitement de fond dans les 12 derniers mois : oui non

Corticoïdes : oui non

Si oui, préciser dernière DCI :

Échanges plasmatiques : oui non

ETAPE 1 : PRELEVEMENTS

Date et heure de prélèvement	Sang (3 tubes SST + 1 tube EDTA + 8 tubes LH)			LCR (1 tube) (facultatif)
	Date : Heure :			
Nombre de tubes prélevés	SST (3.5 mL)	EDTA (4 mL)	LH (4 mL)	LCR (3 mL max.)

Tableau 1 : Récapitulatif du nombre de tubes et des volumes à prélever en fonction des différents cas

	Tubes SST	Tubes EDTA	Tubes LH (Héparine de Lithium)	Tube LCR
Kit NOMADMUS (Utiliser les tubes du centre)	3 tubes de 3,5 mL	1 tube de 4 mL	8 tubes de 4 mL	1 tube de 3 mL max
Patients entre 20 et 30 kg (6/7 ans à 13 ans environ)	1 tube de 3,5 mL	1 tube de 4 mL	4 tubes de 4 mL	1 tube de 1 mL max
Patients entre 12 et 20 kg (2/3 ans à 6/7 ans environ)	1 tube de 3,5 mL	1 tube de 4 mL	2 tubes de 4 mL	x
Patients de moins de 12 kg (moins de 2/3 environ)	1 tube de 3,5 mL	x	x	x